

УСТАНОВКА FONA 1000C

FONA
CLOSER TO YOU

(BASIC)

3A \$3100



Блок врача: на 5 инструментов с нижним подводом, автоклавируемый пистолет вода/ воздух/ спрей, универсальные тубинги (Midwest 4) 3 шт, свободное место. Гибкая (Flex) система держателей - сделано в соответствии с концепцией Baustein (простая инсталляция, не требует сервисного обслуживания), манометр, регулировка воды и воздуха для каждого инструмента.

Гидроблок: новая система фильтров, подогрев воды, новая Air/Air Venturi отсасывающая система, поворотная съемная керамическая плевательница, автоматически программируемый наполнитель стакана и система промывания чаши плевательницы, система автономной подачи чистой воды (емкость 1,5л).

Блок ассистента: со слюноотсосом, совмещенный (с плевательницей)

Кресло пациента: несущее, электромеханическое, левый подлокотник, артикуляционный подголовник Deluxe, бесшовная обивка Luxury, выбор цвета, основной выключатель в основании кресла, блокировка движения кресла при работающем инструменте, 4-х позиционная круглая педаль, встроенный джойстик в основании кресла для управления светом, креслом, положение сплевывания, возврат в нулевое положение (работа без использования рук).

Светильник галогеновый: три плоскости вращения, три уровня освещенности, металлические ручки.

Стул врача: бесшовная обивка, выбор цвета. регулируемое сидение и спинка (угол наклона фиксируется), 5 роликов.