



Identica

T300



8900€

Технические характеристики:

Источник света / цвет LED,
разрешение камеры 2 x 2 мП,
двухосевое сканирование слепка,
время сканирования (полная дуга) 24 сек,
область сканирования 90 мм x 72 мм x 60 мм,
размеры 290 мм x 290 мм x 340 мм,
Вес 12 кг,
соединение USB 3.0,
питание 100-240 В, 50-60 Гц.

В **Identica T300** от Medit значительно улучшены важнейшие аспекты работы сканера. Благодаря новейшему программному обеспечению повышена точность данных.

Специальная цена!

