

## Руководство по выбору циркония

Правильность выбора и необходимость применения циркония обусловлены многочисленными требованиями к материалу. Использование предлагаемого нами руководства по работе с Nacera® позволяет принять оптимальное решение в каждом конкретном случае.

Состояние	Транслюцентность/ Тип							
Препарированный зуб			Вкладка, накладка, винир	Коронки передние и задние	Мост < 3 единиц Фронт и Жевательный	Мосты > 3 единиц и Торонто	Абатмент	Коронка на имплантате
Светлый - отбеливание	УНТ Ультравысокая транслюцентность, многослойность	Pearl Q3 Multi-Shade	•	•	•	○	○	•
Средний - Небольшое изменение цвета	НТ Высокая транслюцентность, многослойность	Pearl Multi-Shade	•	•	•	•	•	•
Средний - Небольшое изменение цвета	НТ Высокая Транслюцентность, преокрашенность	Pearl Shaded 16 + 2	•	•	•	•	•	•
Средний - Небольшое изменение цвета	НТ Высокая транслюцентность, белый цвет	Pearl 1	•	•	•	•	•	•
Темный - Значительное изменение цвета/ металл	ST Полутранслюцентность, белый цвет и преокрашенность	Shell 1–3	○	•	•	•	•	•

Состояние	Транслюцентность/ Тип						
Препарированный зуб			Жидкие краски (методика нанесения кисточкой/погружением)	Необходимо использовать Blue X	Монолитный/ Окрашивание	Минимальное количество слоев	Облицовка
Светлый - отбеливание	УНТ Ультравысокая транслюцентность, многослойность	Pearl Q3 Multi-Shade	○	○	•	•	•
Средний - Небольшое изменение цвета	НТ Высокая транслюцентность, многослойность	Pearl Multi-Shade	○/•для акцентов	•	•	•	•
Средний - Небольшое изменение цвета	НТ Высокая Транслюцентность, преокрашенность	Pearl Shaded 16 + 2	○/•для акцентов	•	•	•	•
Средний - Небольшое изменение цвета	НТ Высокая транслюцентность, белый цвет	Pearl 1	•/•	○	•	•	•
Темный - Значительное изменение цвета/ металл	ST Полутранслюцентность, белый цвет и преокрашенность	Shell 1–3	○	○	○	○	•